

OPTIMISATION DES RESSOURCES

Permettre aux meilleures
Thérapies de devenir le
Standard en Hémodialyse

5008

Touching Experience

Performant et pour Longtemps

- AutoFlow : Ajustement automatisé et adaptation optimisée du débit dialysat en fonction du débit sang réel
- EcoFlow : Mise en circulation du dialysat à débit minimum et réduction de la consommation d'énergie au cours des périodes d'attente
- Utilisation de solutions physiologiques (Dialysat Ultrapur) pour amorcer, rincer et restituer le circuit extracorporel, remplaçant entièrement les poches de sérum physiologique
- Optimisation des ressources pour une utilisation à la portée de tous
- Facilité de gestion des données et des informations de la séance de dialyse
- Diagnostic facilité en raison de plusieurs messages d'alarme compréhensibles et d'aide en ligne. Accessibilité renforcée à l'hydraulique et aux parties électroniques
- Fiabilité et Performance maîtrisées



Fresenius Medical Care